



Filter der Futura Serie

Filter G1/4 5µm mit geschlossenem PC-Behälter für medizinischen Sauerstoff




Artikel-Typ	Artikel-Nummer	Serie	Anschluss	Durchfluss	Gewicht
KFIL-014 mO	91300.CC002	Futura	G 1/4	1000 l/min	0.120 kg

Durchflussdiagramm



Symbole



Technische Daten

- **Bauart:** Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip
- **Medium:** med. Sauerstoff
- **Eingangsdruck P1 min.:** 1,5 bar
- **Eingangsdruck P1 max.:** 12 bar
- **Temperaturbereich:** 0 - 50°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)
- **Behälter:** PC
- **Einbaulage:** senkrecht
- **Porenweite:** 5 µm

Zubehör



- Befestigungswinkel:
[KBW.0-1225](#)



- Koppelpaket Wandmontage:
[KKOP.QW](#)